


APWD 086

Complemento

p/ reproc. e desinf. ideais da loiça na máq. de lavar/desinfetar arrastadeiras.



Código EAN: 4002516065968 / Número de material: 11013550 /  
Número de material antigo: 68508600D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PWD 8545	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para arrastadeiras e urinóis	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento das arrastadeiras e dos urinóis	•
<b>Capacidade</b>	
Urinóis [número]	3
Arrastadeiras [número]	1
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	303
Medida exterior, largura líquida em mm	205
Medida exterior, profundidade líquida em mm	447
Medida exterior, altura bruta em mm	345
Medida exterior, largura bruta em mm	425
Medida exterior, profundidade bruta em mm	515
Peso líquido em kg	1,34
Peso bruto em kg	3,04