

APWD 087

Complemento

p/ reproc. e desinf. ideais da loiça na máq. de lavar/desinfetar arrastadeiras.



Código EAN: 4002516065975 / Número de material: 11013560 /
Número de material antigo: 68508700D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras	•
Equipamentos compatíveis	
PWD 8545	•
Categoria do produto	
Complemento para arrastadeiras e urinóis	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento das arrastadeiras e dos urinóis	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Capacidade	
Urinóis [número]	3
Arrastadeiras [número]	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	297
Medida exterior, largura líquida em mm	399
Medida exterior, profundidade líquida em mm	284
Medida exterior, altura bruta em mm	348
Medida exterior, largura bruta em mm	435
Medida exterior, profundidade bruta em mm	506
Peso líquido em kg	1,85
Peso bruto em kg	3,41