

APWD 087

Complemento

p/ reproc. e desinf. ideais da loiça na máq. de lavar/desinfetar arrastadeiras.



Código EAN: 4002516065975 / Número de material: 11013560 /
Número de material antigo: 68508700D

| | |
|---|----------------|
| Categorias de produto associadas | |
| Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PWD 8545 | • |
| Categoria do produto | |
| Complemento para arrastadeiras e urinóis | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável |
| Cor | Aço inoxidável |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento das arrastadeiras e dos urinóis | • |
| Capacidade | |
| Urinóis [número] | 3 |
| Arrastadeiras [número] | 1 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 297 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 399 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 284 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 348 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 435 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 506 |
| Peso líquido em kg | 1,85 |
| Peso bruto em kg | 3,41 |