


APWD 089

Complemento

p/ reproc. e desinf. ideais da loiça na máq. de lavar/desinfetar arrastadeiras.



Código EAN: 4002516066002 / Número de material: 11013580 /
Número de material antigo: 68508900D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras	•
Equipamentos compatíveis	
PWD 8545	•
Categoria do produto	
Complemento para arrastadeiras e urinóis	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento das arrastadeiras e dos urinóis	•
Capacidade	
Urinóis [número]	3
Arrastadeiras [número]	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	315
Medida exterior, largura líquida em mm	377
Medida exterior, profundidade líquida em mm	390
Medida exterior, altura bruta em mm	345
Medida exterior, largura bruta em mm	425
Medida exterior, profundidade bruta em mm	515
Peso líquido em kg	1,70
Peso bruto em kg	3,39