


APWD 095

Complemento

p/ reproc. e desinf. ideais da loiça na máq. de lavar/desinfetar arrastadeiras.



Código EAN: 4002516066057 / Número de material: 11013640 /
Número de material antigo: 68509500D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras	•
Equipamentos compatíveis	
PWD 8545	•
Categoria do produto	
Complemento para arrastadeiras e urinóis	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento das arrastadeiras e dos urinóis	•
Capacidade	
Urinóis [número]	3
Arrastadeiras [número]	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	340
Medida exterior, largura líquida em mm	380
Medida exterior, profundidade líquida em mm	295
Medida exterior, altura bruta em mm	365
Medida exterior, largura bruta em mm	430
Medida exterior, profundidade bruta em mm	510
Peso líquido em kg	1,35
Peso bruto em kg	2,65