


APWD 099

Complemento

p/ reproc. e desinf. ideais da loiça na máq. de lavar/desinfetar arrastadeiras.



Código EAN: 4002516066088 / Número de material: 11013670 /  
Número de material antigo: 68509900D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PWD 8541	•
PWD 8545	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para arrastadeiras e urinóis	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de arrastadeiras	•
Reprocessamento de bacias	•
Reprocessamento de recipientes de recolha	•
<b>Capacidade</b>	
Urinóis [número]	3
Arrastadeiras [número]	1
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	150
Medida exterior, largura líquida em mm	420
Medida exterior, profundidade líquida em mm	300
Medida exterior, altura bruta em mm	195
Medida exterior, largura bruta em mm	285
Medida exterior, profundidade bruta em mm	410
Peso líquido em kg	0,70
Peso bruto em kg	1,56