

E 518

Tubo em silicone
para a colocação dos utensílios, comprimento 300 mm.



- Comprimento 300 mm
- Embalagem com 4 mangueras de silicone

Código EAN: 4002516087076 / Número de material: 11015260 /
Número de material antigo: 69751800D

| Gama de produtos | |
|---|------------------------------|
| Máquinas de lavar e desinfetar, medicina | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Categoria do produto | |
| Outros acessórios | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável, Silicone |
| Cor | Aço inoxidável, Transparente |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de instrumentos ocios | • |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 0 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 0 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 300 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 55 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 180 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 250 |
| Diâmetro em mm | 8 |
| Peso líquido em kg | 0,06 |
| Peso bruto em kg | 0,06 |