

A 847

Injetor

com apoio, para lavagem de frascos Erlenmeyer.



- Para frascos Erlenmeyer até 5 L
- Comprimento dos injetores: 127 mm
- Ø do injetor: 10 mm, Ø do apoio: 142 mm
- Adequado para módulo A 313 e A 612

Código EAN: 4002516071471 / Número de material: 11025600 /  
Número de material antigo: 69684700D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Injetor	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Cinzento
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	170
Medida exterior, largura líquida em mm	249
Medida exterior, profundidade líquida em mm	35
Medida exterior, altura bruta em mm	305
Medida exterior, largura bruta em mm	300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	200
Peso líquido em kg	0,12
Peso bruto em kg	0,27