

A 848
Injetor
com apoio, para lavagem de balões volumétricos.



- Para balões graduados até 5 L
- Comprimento dos injetores: 350 mm
- Ø do injetor: 10 mm, Ø do apoio: 142 mm
- Adequado para módulo A 313 e A 612

Código EAN: 4002516071488 / Número de material: 11025610 /
Número de material antigo: 69684800D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Cinzento
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	350
Medida exterior, largura líquida em mm	20
Medida exterior, profundidade líquida em mm	20
Medida exterior, altura bruta em mm	350
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	50
Peso líquido em kg	0,30
Peso bruto em kg	0,53