

Miele Black Edition ONE FOR ALL 4x250g

BIO Blend One for All

perfeito para expressos, Café Crema e especialidades de café com leite.

Código EAN: 4002516099864 / Número de material: 11029990 /
Número de material antigo: 29992641EU1



- 100% Arábica: escolhido à mão e torrado delicadamente para a Miele
- 4 x 250 g de café em grão torrefeito na Alemanha
- Sabor encorpado com subtil nota frutada
- Ideal para as máquinas de café da Miele
- Comércio justo e certificado orgânico