

A 855

Tubo em silicone
para colocação dos utensílios, comprimento 160 mm.



- Mangueira de ligação de rotação livre
- Comprimento 160 mm

Código EAN: 4002516138396 / Número de material: 11035460 /
Número de material antigo: 69785500D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Transparente
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	10
Medida exterior, largura líquida em mm	10
Medida exterior, profundidade líquida em mm	160
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,01
Peso bruto em kg	0,02