

A 312  
Módulo de injetores  
para reprocessamento de viscosímetros.



- Indicado para até 8.0 viscosímetros
- Equipado com 8 injetores especiais A 867
- Distância do injetor 118 mm em largura, 118 mm em profundidade

Código EAN: 4002516087397 / Número de material: 11054470 /  
Número de material antigo: 69631200D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Módulo para viscosímetro	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico, Silicone
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Viscosímetro [número]	8,0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	66
Medida exterior, largura líquida em mm	133
Medida exterior, profundidade líquida em mm	479
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	505
Peso líquido em kg	1,58
Peso bruto em kg	2,33