


A 836

Conjunto de bocais injetores

Para o reprocessamento ideal de instrumentos com lúmens na área da odontologia.



- Para carregamento do cesto superior A 105/1
- Embalagem com 22 injetores dentários A 833

Código EAN: 4002516204091 / Número de material: 11054660 /
Número de material antigo: 69783600D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos ocós	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	120
Medida exterior, profundidade bruta em mm	170
Peso líquido em kg	0,20
Peso bruto em kg	0,20