


A 837

Conjunto de casquilhos

Especial para o reprocessamento de instrumentos com lúmens da área ORL.



- Para carregamento do cesto superior A 105/1 ou do módulo A 315
- Incl. tampa e abraçadeira de fixação
- Embalagem com 22 tubos de lavagem A 817

Código EAN: 4002516204107 / Número de material: 11054690 /  
Número de material antigo: 69783700D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Casquilho	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	55
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,53
Peso bruto em kg	0,53