

A 315

Módulo de injetores

para o aumento da capacidade e reprocessamento de instrumentos ocós.



- Aumento da capacidade dos injetores de 22 para 44 unidades
- Retrocompatível com todos os A 151 existentes no mercado
- Para todos os adaptadores dentários & ORL e acessórios comuns

Código EAN: 4002516087861 / Número de material: 11055980 /
Número de material antigo: 69631500D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para instrumentos de otorrinolaringologia	•
Complemento/Módulo para instrumentos dentários	•
Outros complementos/Outro módulo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Possibilidade de inserção de um filtro central	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos ocós	•
Capacidade	
Instrumentos ORL [número]	22
Instrumentos de transferência [número]	22
Ventosas [número]	22
Instrumentos ocós [número]	22
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	145
Medida exterior, largura líquida em mm	492
Medida exterior, profundidade líquida em mm	542
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	1,35
Peso bruto em kg	2,35
Incluído na embalagem	
A 838 Conjunto de chaves [número]	1