

A 840

Injetor

com suportes em plástico, diâmetro de bocal de 6, compr. de 130 mm, 1 peça.



- Adequado para carro e cesto injetor, aparafusável
- Ideal para material a lavar com largura de abertura de 12 a 85 mm
- Diâmetro da tampa em cima: 11 mm
- Parte integrante do sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516188742 / Número de material: 11056100 /
Número de material antigo: 69684000D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	130
Medida exterior, largura líquida em mm	92
Medida exterior, profundidade líquida em mm	86
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	95
Medida exterior, profundidade bruta em mm	110
Peso líquido em kg	0,03
Peso bruto em kg	0,07