

A 845

Injetor

com suportes em plástico, diâmetro de bocal de 2,5, compr. de 125 mm, 1 peça.



- Adequado para carro e cesto injetor, aparafusável
- Ideal para material a lavar com largura de abertura de 6 a 55 mm
- Diâmetro da tampa em cima: 5 mm
- Parte integrante do sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516188797 / Número de material: 11056670 /

Número de material antigo: 69684500D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	125
Medida exterior, largura líquida em mm	60
Medida exterior, profundidade líquida em mm	55
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,01
Peso bruto em kg	0,01