

A 300/2

Módulo injetor

para colocação ideal de vidraria de laboratório: pode ser equipado com 8 injetores.



- Adequado para diversa vidraria de laboratório como frascos Erlenmeyer e balões de colo estreito, etc.
- Módulo sem injetores: carga consoante necessidade individual
- Para até 8 injetores
- Parte integrante do sistema EasyLoad
- Distância do injetor 118 mm em largura, 118 mm em profundidade
- Especialmente adequado para A 840 e A 841 (diâmetro do injetor 6 mm)

Código EAN: 4002516087632 / Número de material: 11056770 /  
Número de material antigo: 69630002D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito	•
Complemento para vários frascos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de colo estreito [número]	8
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	72
Medida exterior, largura líquida em mm	133
Medida exterior, profundidade líquida em mm	479
Medida exterior, altura bruta em mm	200
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	0,56
Peso bruto em kg	1,64