


A 301/4

Módulo de injetores

para admissão otimizada de vidraria de laboratório – equipável com 18 injetores.



- Adeq. p/div. vid. lab., balões Erlenmeyer e colo estreito etc.
- Módulo sem injetores – carga consoante necess. individual
- Para até 18 injetores
- Parte integrante do sistema EasyLoad
- Distância do injetor 157 mm em largura, 78 mm em profundidade
- Especialmente adequado para A 842 e A 843 (diâmetro do bocal 4 mm)

Código EAN: 4002516087649 / Número de material: 11056780 /  
Número de material antigo: 69630104D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito	•
Complemento para vários frascos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de colo estreito [número]	18
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	72
Medida exterior, largura líquida em mm	173
Medida exterior, profundidade líquida em mm	479
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	205
Medida exterior, profundidade bruta em mm	487
Peso líquido em kg	0,85
Peso bruto em kg	1,89