

A 860  
Moldura  
para módulo injetor A 300/2 e A 300/3



- Divisão: áreas 2 x 4
- Pode ser acoplado no módulo injetor A 300/2 e A300/3
- Para posicionamento otimizado de vidraria de laboratório
- Parte integrante do sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516087663 / Número de material: 11056800 /  
Número de material antigo: 69686000D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros complementos/Outro módulo	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Número de compartimentos	8
Largura do compartimento em mm	114
Comprimento do compartimento em mm	114
Componente do sistema EasyLoad	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	30
Medida exterior, largura líquida em mm	250
Medida exterior, profundidade líquida em mm	350
Medida exterior, altura bruta em mm	35
Medida exterior, largura bruta em mm	300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	400
Peso líquido em kg	0,10
Peso bruto em kg	0,18