

Número de material antigo: 69686200D Categorias de produto associadas

A 862 Moldura para módulo injetor A 302/2 e A 302/3



- Divisão: áreas 4 x 8
- Pode ser acoplado no módulo injetor A 302/2 e A302/3
- Para posicionamento otimizado de vidraria de laboratório
- Plastificado

laboratório Equipamentos compatíveis PG 8504 PG 8583 PG 8583 CD PG 8593 Categoria do produto Outros complementos/Outro módulo Caraterísticas do produto Material Aco inoxidável, Plástico, Arame, rev. em Rilsan Cor Aço inoxidável, Preto Número de compartimentos 56 Largura do compartimento em mm Comprimento do compartimento em mm 52 Componente do sistema EasyLoad Âmbito de aplicação

Código EAN: 4002516087687 / Número de material: 11056820 /

0,18

Peso bruto em kg