


APLW 000

Carro

para colocação perfeita de vidraria de laboratório em níveis superiores.



- Equipado com 1 braço de lavagem integrado
- Para a colocação de complementos
- Dimensão de carga: 484 x 525 mm

Código EAN: 4002516115281 / Número de material: 11104470 /

Número de material antigo: 69300000D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para copos graduados	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	160
Medida exterior, largura líquida em mm	560
Medida exterior, profundidade líquida em mm	532
Medida exterior, altura bruta em mm	190
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	4,30
Peso bruto em kg	6,07