


APLW 002

Carro

para colocação perfeita de vidraria de laboratório de grande volume, 5 e 10 l.



- Equipado com 5 injetores
- Para colocação de até 4 garrafas com um Ø de, no máx., 240 mm
- Para colocação de até 5 garrafas com um Ø de, no máx., 190 mm

Código EAN: 4002516115304 / Número de material: 11104490 /

Número de material antigo: 69300200D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Módulo injetor	•
Módulo para vidraria de laboratório de grande volume	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável
<b>Capacidade</b>	
Frascos [número]	5
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	413
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	582
Medida exterior, altura bruta em mm	580
Medida exterior, largura bruta em mm	565
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	5,94
Peso bruto em kg	8,49