

APLW 005

Carro

para colocação perfeita de até 56 pipetas.



- Para colocação de até 56 Pipetas dispostas na diagonal

Código EAN: 4002516115434 / Número de material: 11104520 /
Número de material antigo: 69300500D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Carro para pipetas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Capacidade	
Pipetas [número]	56
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	308
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	582
Medida exterior, altura bruta em mm	570
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	6,40
Peso bruto em kg	9,20