

APLW 011

Cesto superior

com 110 espaços para injetor não equipados para injetores de Ø 2,5 mm.



**Image
in progress**

- Adequado apenas para utilização em níveis superiores

Código EAN: 4002516115496 / Número de material: 11104580 /

Número de material antigo: 69301100D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Branco
Capacidade	
Tubos [número]	110
Vidraria de colo estreito [número]	110
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	160
Medida exterior, largura líquida em mm	532
Medida exterior, profundidade líquida em mm	560
Medida exterior, altura bruta em mm	350
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	5,20
Peso bruto em kg	7,80