

APLW 011

Cesto superior

com 110 espaços para injetor não equipados para injetores de Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Adequado apenas para utilização em níveis superiores

Código EAN: 4002516115496 / Número de material: 11104580 /  
Número de material antigo: 69301100D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Branco
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Tubos [número]	110
Vidraria de colo estreito [número]	110
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	160
Medida exterior, largura líquida em mm	532
Medida exterior, profundidade líquida em mm	560
Medida exterior, altura bruta em mm	350
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	5,20
Peso bruto em kg	7,80