

APLW 012

Cesto superior

com 84 espaços para injetor não equipados para injetores de Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Adequado apenas para utilização em níveis superiores

Código EAN: 4002516115502 / Número de material: 11104590 /
Número de material antigo: 69301200D

| | |
|--|------------------------------|
| Gama de produtos | |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Categoria do produto | |
| Módulo injetor | • |
| Cesto superior | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável, Plástico |
| Cor | Azul, Aço inoxidável, Branco |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório | • |
| Capacidade | |
| Vidraria de colo estreito [número] | 84 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 158 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 532 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 570 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 350 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 560 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 600 |
| Peso líquido em kg | 4,60 |
| Peso bruto em kg | 7,40 |