

APLW 013/1  
Cesto superior  
equipado com 42 injetores APLW 051



**Image  
in progress**

- Adequado apenas para utilização em níveis superiores

Código EAN: 4002516115526 / Número de material: 11104610 /  
Número de material antigo: 69301301D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Branco
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de colo estreito [número]	42
Frascos [número]	42
Balão de Erlenmeyer [número]	42
Balão de fundo redondo [número]	42
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	160
Medida exterior, largura líquida em mm	534
Medida exterior, profundidade líquida em mm	569
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	565
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	5,88
Peso bruto em kg	8,28
<b>Incluído na embalagem</b>	
APLW 051, injetor Ø 4 mm, comprimento 110 mm [número]	42