

APLW 014/1
Cesto superior
equipado com 20 injetores APLW 055

Miele

**Image
in progress**

- Adequado apenas para utilização em níveis superiores

Código EAN: 4002516115557 / Número de material: 11104640 /
Número de material antigo: 69301401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Branco
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	20
Frascos [número]	20
Balão de Erlenmeyer [número]	20
Balão de fundo redondo [número]	20
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	250
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	570
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	565
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	4,22
Peso bruto em kg	8,45
Incluído na embalagem	
APLW 055, injetor Ø 6 mm, comprimento 175 mm [número]	20