

APLW 015
Cesto superior
com 16 espaços para injetor não equipados.



- Adequado apenas para utilização em níveis superiores

Código EAN: 4002516115571 / Número de material: 11104650 /
Número de material antigo: 69301500D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	16
Frascos [número]	16
Balão de Erlenmeyer [número]	16
Balão de fundo redondo [número]	16
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	160
Medida exterior, largura líquida em mm	532
Medida exterior, profundidade líquida em mm	560
Medida exterior, altura bruta em mm	340
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	600
Peso líquido em kg	4,00
Peso bruto em kg	6,60