

APLW 018
Cesto superior
com 121 + 24 espaços para injetor não equipados.



## Image in progress

 Adequado apenas para utilização em níveis superiores Número de material antigo: 69301800D Gama de produtos Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório Equipamentos compatíveis PLW 6011 PLW 6111 Categoria do produto Módulo injetor Cesto superior Caraterísticas do produto Material Aço inoxidável, Plástico Cor Azul, Aço inoxidável, Branco Âmbito de aplicação Reprocessamento de vidraria de laboratório Capacidade Tubos de ensaio [número] 121 Tubos [número] 121 Vidraria de colo estreito [número] 24 Frascos [número] Balão de Erlenmeyer [número] 24 Balão de fundo redondo [número] 24 Dimensões e peso Medida exterior, altura líquida em mm 162 Medida exterior, largura líquida em mm 534 Medida exterior, profundidade líquida em mm 569 Medida exterior, altura bruta em mm 355 Medida exterior, largura bruta em mm 565 Medida exterior, profundidade bruta em mm 615 Peso líquido em kg 5,33 Peso bruto em kg 7,76

Código EAN: 4002516115601 / Número de material: 11104680 /