


APLW 018/1
Cesto superior
com 121 injetores APLW 048 e 24 injetores APLW 051.



- Adequado apenas para utilização em níveis superiores

Código EAN: 4002516115717 / Número de material: 11104690 /
Número de material antigo: 69301801D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Tubos de ensaio [número]	121
Tubos [número]	121
Vidraria de colo estreito [número]	24
Frascos [número]	24
Balão de Erlenmeyer [número]	24
Balão de fundo redondo [número]	24
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	200
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	570
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	565
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	6,92
Peso bruto em kg	11,42
Incluído na embalagem	
APLW 051, injetor Ø 4 mm, comprimento 110 mm [número]	32
APLW 048, injetor Ø 2,5 mm, comprimento 80 mm [número]	121