

APLW 019

Cesto superior

com 121 espaços para injetor não equipados para injetores de Ø 2,5 mm.



**Image
in progress**

- Adequado apenas para utilização em níveis superiores

Código EAN: 4002516115724 / Número de material: 11104700 /
Número de material antigo: 69301900D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Tubos de ensaio [número]	121
Tubos [número]	121
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	93
Medida exterior, largura líquida em mm	534
Medida exterior, profundidade líquida em mm	569
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	565
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	5,52
Peso bruto em kg	7,96