

APLW 020 Cesto inferior com 121 espaços para injetor não equipados para injetores de Ø 2,5 mm.



## Image in progress

 Adequado apenas para utilização no nível inferior

Número de material antigo: 69302000D	
Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Tubos de ensaio [número]	121
Tubos [número]	121
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	580
Medida exterior, largura líquida em mm	534
Medida exterior, profundidade líquida em mm	534
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	562
Medida exterior, profundidade bruta em mm	675
Peso líquido em kg	6,20
Peso bruto em kg	8,64

Código EAN: 4002516115748 / Número de material: 11104720 /