

APLW 020/1  
Cesto inferior  
com 121 injetores APLW 047.

**Miele**

**Image  
in progress**

- Adequado apenas para utilização no nível inferior

Código EAN: 4002516115755 / Número de material: 11104730 /  
Número de material antigo: 69302001D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Preto, Branco
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Tubos de ensaio [número]	121
Tubos [número]	121
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	200
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	575
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	562
Medida exterior, profundidade bruta em mm	675
Peso líquido em kg	8,64
Peso bruto em kg	11,26
<b>Incluído na embalagem</b>	
APLW 047, injetor Ø 2,5 mm, comprimento 50 mm [número]	121