

APLW 021

Cesto inferior

com 110 espaços para injetor não equipados para injetores de Ø 2,5 mm.

Miele

**Image
in progress**

- Adequado apenas para utilização no nível inferior

Código EAN: 4002516115762 / Número de material: 11104740 /
Número de material antigo: 69302100D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Tubos de ensaio [número]	110
Tubos [número]	110
Vidraria de colo estreito [número]	110
Frascos [número]	110
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	575
Medida exterior, largura líquida em mm	504
Medida exterior, profundidade líquida em mm	450
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	562
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	5,91
Peso bruto em kg	8,35