

APLW 022

Cesto inferior

com 70 espaços para injetor não equipados para injetores de Ø 2,5 mm.

**Miele**

**Image  
in progress**

- Adequado apenas para utilização no nível inferior

Código EAN: 4002516115779 / Número de material: 11104750 /  
Número de material antigo: 69302200D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto, Branco
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de colo estreito [número]	70
Frascos [número]	70
Balão de Erlenmeyer [número]	70
Balão de fundo redondo [número]	70
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	580
Medida exterior, largura líquida em mm	515
Medida exterior, profundidade líquida em mm	534
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	562
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	5,83
Peso bruto em kg	8,27