

APLW 024/2  
Cesto inferior  
com 32 injetores APLW 051 e 10 injetores APLW 055.



**Image  
in progress**

- Adequado apenas para utilização no nível inferior

Código EAN: 4002516115816 / Número de material: 11104790 /  
Número de material antigo: 69302402D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Preto, Branco
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de colo estreito [número]	42
Frascos [número]	42
Balão de Erlenmeyer [número]	42
Balão de fundo redondo [número]	42
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	220
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	575
Medida exterior, altura bruta em mm	352
Medida exterior, largura bruta em mm	562
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	5,97
Peso bruto em kg	10,48
<b>Incluído na embalagem</b>	
APLW 051, injetor Ø 4 mm, comprimento 110 mm [número]	32
APLW 055, injetor Ø 6 mm, comprimento 175 mm [número]	10