

APLW 024/3

Cesto inferior

equipado com 30 injetores APLW 066 e 12 injetores APLW 067.

**Miele**

**Image  
in progress**

- Adequado apenas para utilização no nível inferior

Código EAN: 4002516115823 / Número de material: 11104800 /  
Número de material antigo: 69302403D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Preto, Branco
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de colo estreito [número]	42
Frascos [número]	42
Balão de Erlenmeyer [número]	42
Balão de fundo redondo [número]	42
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	220
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	575
Medida exterior, altura bruta em mm	352
Medida exterior, largura bruta em mm	562
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	5,22
Peso bruto em kg	13,87
<b>Incluído na embalagem</b>	
APLW 066, injetor Ø 6 mm, comprimento 175 mm [número]	30
APLW 067, injetor Ø 6 mm, comprimento 225 mm [número]	12