

Número de material antigo: 69302501D

APLW 025/1 Cesto inferior equipado com 12 injetores APLW 056 e 12 injetores APLW 052.



## Image in progress

- Adequado apenas para utilização no nível inferior
- Espaço útil 230 x 490 mm

| Gama de produtos   |  |
|--|--|
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | •                                      |
| Equipamentos compatíveis   |  |
| PLW 6011   | •                                      |
| PLW 6111   | •                                      |
| Categoria do produto   |  |
| Módulo injetor   | •                                      |
| Cesto inferior   | •                                      |
| Caraterísticas do produto  |  |
| Material   | Aço inoxidável, Plástico               |
| Cor  | Azul, Aço inoxidável, Preto,<br>Branco |
| Âmbito de aplicação  |  |
| Reprocessamento de vidraria de laboratório                       | •                                      |
| Capacidade   |  |
| Vidraria de colo estreito [número]                               | 24                                     |
| Frascos [número]   | 24                                     |
| Balão de Erlenmeyer [número]                                     | 24                                     |
| Balão de fundo redondo [número]                                  | 24                                     |
| Dimensões e peso   |  |
| Medida exterior, altura líquida em mm                            | 270                                    |
| Medida exterior, largura líquida em mm                           | 535                                    |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm                      | 570                                    |
| Medida exterior, altura bruta em mm                              | 350                                    |
| Medida exterior, largura bruta em mm                             | 560                                    |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm                        | 610                                    |
| Peso líquido em kg   | 5,25                                   |
|  |  |

8,39

12

12

Código EAN: 4002516115847 / Número de material: 11104820 /

Peso bruto em kg

[número]

[número]

Incluído na embalagem

APLW 052, injetor Ø 4 mm, comprimento 175 mm

APLW 056, injetor Ø 6 mm, comprimento 225 mm