


APLW 026/1
Cesto inferior
equipado com 20 injetores APLW 056.



- Adequado apenas para utilização no nível inferior

Código EAN: 4002516115861 / Número de material: 11104840 /
Número de material antigo: 69302601D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Preto, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	20
Frascos [número]	20
Balão de Erlenmeyer [número]	20
Balão de fundo redondo [número]	20
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	270
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	570
Medida exterior, altura bruta em mm	340
Medida exterior, largura bruta em mm	555
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	4,92
Peso bruto em kg	9,20
Incluído na embalagem	
APLW 056, injetor Ø 6 mm, comprimento 225 mm [número]	20