

APLW 030/1

Cesto inferior

equipado com 6 injetores APLW 067 e 6 injetores APLW 066.



- Adequado apenas para utilização no nível inferior

Código EAN: 4002516115915 / Número de material: 11104890 /
Número de material antigo: 69303001D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Azul, Aço inoxidável, Preto, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	12
Frascos [número]	12
Balão de Erlenmeyer [número]	12
Balão de fundo redondo [número]	12
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	235
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	575
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	565
Medida exterior, profundidade bruta em mm	615
Peso líquido em kg	5,33
Peso bruto em kg	8,55
Incluído na embalagem	
APLW 066, injetor Ø 6 mm, comprimento 175 mm [número]	6
APLW 067, injetor Ø 6 mm, comprimento 225 mm [número]	6