

APLW 032

Cesto inferior

com 121 + 24 espaços para injetor não equipados para injetores.



Image
in progress

- Adequado apenas para utilização no nível inferior

Código EAN: 4002516115939 / Número de material: 11104910 /
Número de material antigo: 69303200D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Tubos de ensaio [número]	121
Tubos [número]	121
Vidraria de colo estreito [número]	24
Frascos [número]	24
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	570
Medida exterior, largura líquida em mm	536
Medida exterior, profundidade líquida em mm	70
Medida exterior, altura bruta em mm	355
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	5,99
Peso bruto em kg	8,31