


APLW 033
Cesto em rede
para criar uma superfície plana.



- Adequado para o APLW 000
- Redução da altura máxima da carga para 50 mm

Código EAN: 4002516115953 / Número de material: 11104930 /
Número de material antigo: 69303300D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Armação de base	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	444
Medida exterior, largura líquida em mm	473
Medida exterior, profundidade líquida em mm	60
Medida exterior, altura bruta em mm	190
Medida exterior, largura bruta em mm	435
Medida exterior, profundidade bruta em mm	512
Peso líquido em kg	1,22
Peso bruto em kg	2,85