

APLW 036

Cobertura

45 mm de altura, para fixação de material de lavagem sensível.



Código EAN: 4002516115984 / Número de material: 11104960 /
Número de material antigo: 69303600D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Cobertura	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	248
Medida exterior, largura líquida em mm	248
Medida exterior, profundidade líquida em mm	45
Medida exterior, altura bruta em mm	278
Medida exterior, largura bruta em mm	57
Medida exterior, profundidade bruta em mm	285
Peso líquido em kg	0,39
Peso bruto em kg	0,53