

APLW 037

Rede de proteção

ajustável em altura, para fixação de material de lavagem sensível



Código EAN: 4002516115991 / Número de material: 11104970 /
Número de material antigo: 69303700D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Cobertura	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	225
Medida exterior, largura líquida em mm	369
Medida exterior, profundidade líquida em mm	380
Medida exterior, altura bruta em mm	350
Medida exterior, largura bruta em mm	430
Medida exterior, profundidade bruta em mm	510
Peso líquido em kg	1,13
Peso bruto em kg	2,82