

APLW 039
Complemento
para colocação perfeita de caixas Petri.



- Adequado para 26 caixas Petri
- 24 mm de distância entre suportes

Código EAN: 4002516116011 / Número de material: 11104990 /
Número de material antigo: 69303900D

Gama de produtos

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 6011

•

PLW 6111

•

Categoria do produto

Complemento/Módulo para placas Petri

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

Âmbito de aplicação

Reprocessamento de vidraria de laboratório

•

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

83

Medida exterior, largura líquida em mm

237

Medida exterior, profundidade líquida em mm

430

Medida exterior, altura bruta em mm

255

Medida exterior, largura bruta em mm

410

Medida exterior, profundidade bruta em mm

510

Peso líquido em kg

1,17

Peso bruto em kg

2,47