

## APLW 041 Complemento para colocação perfeita de tubos de ensaio, altura de 130 mm.



 Para utilização com tampa APLW 043

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para tubos de ensaio	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Altura máxima de carga em mm	115
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	130
Medida exterior, largura líquida em mm	220
Medida exterior, profundidade líquida em mm	220
Medida exterior, altura bruta em mm	330
Medida exterior, largura bruta em mm	300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	315
Peso líquido em kg	0,55
Peso bruto em kg	1,35