


APLW 042

Complemento

para colocação perfeita de tubos de ensaio, altura de 200 mm.



- Para utilização com tampa APLW 043

Código EAN: 4002516116042 / Número de material: 11105020 /
Número de material antigo: 69304200D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para tubos de ensaio	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Altura máxima de carga em mm	215
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	202
Medida exterior, largura líquida em mm	220
Medida exterior, profundidade líquida em mm	220
Medida exterior, altura bruta em mm	325
Medida exterior, largura bruta em mm	305
Medida exterior, profundidade bruta em mm	310
Peso líquido em kg	0,65
Peso bruto em kg	1,60