


APLW 044  
Rede de divisão  
para divisão da base no APLW 040 a 042.



Código EAN: 4002516116066 / Número de material: 11105040 /  
Número de material antigo: 69304400D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para tubos de ensaio	•
Suporte	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	75
Medida exterior, largura líquida em mm	205
Medida exterior, profundidade líquida em mm	200
Medida exterior, altura bruta em mm	215
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	270
Peso líquido em kg	0,36
Peso bruto em kg	0,60